

Indications :

Administrer des médicaments par voie intra-ruménale.

Prélever du jus du rumen pour en mesurer le pH [Cf. [Fiche acidose](#)] – [Cf. [Fiche alcalose](#)].

Évacuer les gaz ou les mousses lors de **météorisation gazeuse ou spumeuse**.

[Cf. [Fiche 80 "Indigestions"](#)]

Matériel :

Aiguille rose (4cm / 11mn) pour les injections et prélèvements de jus de rumen.



Trocart (diamètre = 4 à 5 mm) lors de météorisation.



NB : Lors de **météorisation spumeuse** (luzerne), même les trocarts les plus gros sont insuffisants pour évacuer les mousses. Il peut être urgent de faire une **ponction** parfois assez large au **bistouri** ou à défaut au couteau. La suture est ensuite délicate et nécessite une intervention.

Site d'élection : (NB : délainer et désinfecter la zone de ponction)

Flanc gauche (mi-distance entre la pointe de la hanche et la dernière côte, en dessous des lombes)

